


皆様から多く寄せられる ご質問やお問い合わせを 毎号 少しずつ解説する

理化学硝子の基礎知識 【PART 3】

APPROXについて

ビーカーや三角フラスコについている目盛はAPPROX (概略)と呼ばれています。体積計のように正確ではなく、目安として使用されています。



硝子を減圧で使用する場合

一般的に減圧用のガラス器具は、厚みのある製品です。

※注意※

- 化学反応試験や減圧蒸留試験には、丸底フラスコ、なす形フラスコ、梨形フラスコ、ケルダールフラスコなどが用いられますが、使用前には必ず「キズ」「歪み」「偏肉」などが無いことを確認してから使用してください。
- 平底フラスコや三角フラスコなど底が平らな物は、構造上の強度が弱いので危険です。減圧はしないでください。



TGKステーションご利用案内 全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。
フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
<http://www.tgk.co.jp>

本社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話 03 (3252) 3461 FAX 03 (3252) 5458
大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-14-2
電話 06 (4800) 3939 FAX 06 (4800) 3938
名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052 (238) 6075 FAX 052 (238) 6076
札幌営業所 〒001-0023 北海道札幌市北区北二十三条西 5-1-18
電話 011 (708) 8633 FAX 011 (708) 8634
福岡営業所 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092 (643) 8645 FAX 092 (643) 8646
仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビル II
電話 022 (772) 7669 FAX 022 (772) 7670

これからの季節に大活躍

残留塩素計



遊離残留塩素計 (アクアブシリーズ)
/ 有効塩素濃度測定セット



簡易型残留塩素計



超高濃度残留塩素計



シンプルパック 水のチェック隊シリーズ

遊離残留塩素計（アクアブシリーズ） / 有効塩素濃度測定セット

カタログP.1339掲載



| 商品コード | 型式 | 測定項目 | 価格(¥) |
|--------------|---------|-------------|--------|
| 371-80-64-41 | AQ-101 | 遊離残留塩素 | 62,500 |
| -42 | AQ-102P | 有効塩素濃度測定セット | 54,800 |

| 商品コード | 品名 | 規格 | 価格(¥) |
|--------------|-------------|----------------------------|--------|
| 371-80-64-04 | DPD法粉体試薬 | 100 袋入 AQ-101用 | 1,800 |
| -17 | DPD法粉体試薬徳用 | 500 袋入 AQ-101用 | 6,800 |
| -25 | 粉体試薬残留塩素高濃度 | 100 袋入 AQ-102P 用 | 3,000 |
| -26 | 試料セル（ガラス製） | 10mℓ AQ-101用 | 800 |
| -28 | 試料セル（PET 製） | 10mℓ AQ-102P用 2本入 | 1,000 |
| -27 | ソフト付き通信ケーブル | 対応 OS:Windows98/2000/Me/XP | 10,000 |

- ハンディで簡単なキー操作。
- 見やすい大型液晶搭載で、モード状況、電池残量も表示します。
- オートパワーオフ機能。
- ユーザー校正モード機能。
- キャリングケース付き。
- 測定値を99点までメモリー(記憶)でき、専用PC出力ケーブル(別売)に接続することで、メモリーした測定値をパソコンへ転送できます。

| 型式 | AQ-101 | AQ-102P |
|-----------|---|--|
| 測定項目 | 遊離残留塩素 | 有効塩素濃度測定セット |
| 測定範囲 | 0.00 ~ 2.00mg/ℓ | 0~300mg/ℓ |
| 測定波長 | 510nm | |
| 測定原理 | DPD 試薬吸光度法 | ヨウ素試薬吸光度法 |
| 測定方式 | 透過吸収測定 | |
| 測定セル | ガラス製 | PET 製 |
| 表示形式 | デジタル数値 | |
| 外部出力 | RS-232C | |
| 光源 | LED | |
| 検水量 | 10mℓ | |
| 測定時間 | ゼロ点調整、濃度測定ともに 2 秒 | |
| 自動 OFF 機能 | キー操作終了 90 秒後自動電源 OFF | |
| 電源 | アルカリ乾電池 単 4×4 本 | |
| 付属品 | ソフトケース、試薬 25 包、試料セル（ガラス製）2 本、乾電池単 4×4 本 | ソフトケース、試薬 25 包、試料セル（PET 製）2 本、乾電池単 4×4 本 |
| 寸法・質量 | 70(W)×142(D)×63(H)mm 250g | |

簡易型残留塩素計

14カタログ掲載予定
NEW



- 水中の残留塩素濃度やpHを比色法にて簡単に測定できます。
- 8段階の比色レンズで簡易に測定できます。

| 商品コード | 型式 | 測定項目 | 測定範囲 | 価格(¥) |
|--------------|--------|--------------------|----------------------------------|-------|
| 428-80-63-34 | SBo-10 | 簡易型残留塩素計 (ピン入りタイプ) | 10,30,50,100,150,200,300,600mg/ℓ | 8,500 |

| 商品コード | 品名 | 容量 | 価格(¥) |
|--------------|---------------|--------|--------|
| 428-80-63-47 | DPD 試薬 - 粉末分包 | 50 回分 | 700 |
| -19 | DPD 試薬 - 粉末分包 | 100 回分 | 1,300 |
| -20 | DPD 試薬 - 粉末分包 | 500 回分 | 5,500 |
| -11 | DPD 試薬 - 錠剤 | 50 錠 | 600 |
| -12 | DPD 試薬 - 錠剤 | 100 錠 | 1,100 |
| -43 | DPD 試薬 - 錠剤 | 250 錠 | 2,500 |
| -44 | DPD 試薬 - 錠剤 | 1000 錠 | 10,000 |
| -45 | pH指示薬 (BTB) | 30mℓ | 600 |

超高濃度残留塩素計

14カタログ掲載予定
NEW



- 全塩素測定範囲：0~500ppm
- 分解能：1ppm
- 光源：LED
- 測定用ガラスセルの直径：18mm
- 電源：単4アルカリ電池×1本
- 標準液での検証：可能
- 外形寸法：81.5×61.0×37.5mm
- 重量：64g

| 商品コード | 型式 | 全塩素測定範囲 (ppm) | 分解能 (ppm) | 価格(¥) |
|--------------|-------|---------------|-----------|-------|
| 766-80-63-01 | HI771 | 0~500 | 1 | 9,800 |

- ハンナCheckerHCシリーズは、扱いやすく持ち運びも簡単な、手の平サイズのデジタル吸光度計です。
- しかも価格は¥9,800で「測定器は高い!」という常識を覆す画期的な製品です。
- 目視による比色板を使った試薬キットとは違い、数値がデジタルで表示されるため見る人による値のバラツキは起こりません。
- 1ppmの分解能で精度の高い測定が、いつでもどこでも出来ます。
- 自動電源オフ機能(10分間の未使用后)
- ボタン1つだけの簡単操作
- 本体の他にガラスセル2組と試薬6回分が付属します。

シンプルパック 水のチェック隊シリーズ

カタログP.1358掲載



- 環境教育用にまとめた簡易水質検査キットです。
- 項目の分かりやすい解説はストーリー形式での説明です。

| 商品コード | 測定項目 | 測定範囲 | 入数 (回数) | 価格(¥) |
|--------------|--------|--|---------|-------|
| 371-80-30-61 | pH5 | 5.0 ~ 9.5pH | 2 | 1,200 |
| | 遊離残留塩素 | 0.1 ~ 5mg/ℓ | | |
| | 亜硝酸 | NO ₂ 0.02 ~ 1mg/ℓ NO ₂ -N 0.006 ~ 0.3mg/ℓ | | |
| | 鉄 | 0.3 ~ 10mg/ℓ | | |
| | 全硬度 | 0 ~ 200mg/ℓ | | |

| 商品コード | 測定項目 | 測定範囲 | 入数 (回数) | 価格(¥) |
|--------------|--------|--|---------|-------|
| 371-80-30-62 | pH5 | 5.0 ~ 9.5pH | 2 | 1,800 |
| | 亜硝酸 | NO ₂ 0.02 ~ 1mg/ℓ NO ₂ -N 0.006 ~ 0.3mg/ℓ | | |
| | COD | 低濃度 0 ~ 10mg/ℓ 高濃度 0 ~ 100mg/ℓ | | |
| | アンモニウム | NH ₄ 0 ~ 10mg/ℓ NH ₄ -N 0 ~ 8mg/ℓ | | |
| | リン酸 | 0.2 ~ 10mg/ℓ | | |

| 商品コード | 測定項目 | 測定範囲 | 入数 (回数) | 価格(¥) |
|--------------|------|-------------|---------|-------|
| 371-80-30-63 | pH36 | 3.6 ~ 6.2pH | 5 | 1,000 |

井戸水検査セット

カタログP.1353掲載



- 井戸水の安全を自分で確認できます。
- 備えておけば地震、水害など非常時にも役立ちます。
- バックテストによる簡単な検査です。

| 商品コード | 型式 | 用途 | 価格(¥) |
|--------------|-------|-----|-------|
| 211-80-37-02 | AZ-2W | 井戸水 | 1,300 |

測定項目：各 1 回分 計 5 項目

| 測定項目 | 測定範囲 | 測定時間 |
|------|------------|------|
| pH | pH5.0~9.5 | 20 秒 |
| 鉄 | 0.05~2mg/ℓ | 2 分 |
| COD | 0~100mg/ℓ | 5 分 |
| 亜硝酸 | 0.02~1mg/ℓ | 2 分 |
| 全硬度 | 0~200mg/ℓ | 30 秒 |

おいしい水検査セット

カタログP.1353掲載



- バックテスト「残留塩素」と「硬度」を各5本づつセットに解説書付き。
- 水道水、井戸水、全国名水、外国産ミネラルウォーター等を調べるとどのような値の違いが出るか?

セット内容

- バックテスト残留塩素(遊離) [CIO・DP]×5本
- バックテスト全硬度[TH]×5本
- 解説付取扱説明書([CIO]及び[TH]の標準色含む)

| 商品コード | 型式 | 用途 | 価格(¥) |
|--------------|-------|-------------------|-------|
| 211-80-37-01 | AZ-DK | 水道水・井戸水・ミネラルウォーター | 1,600 |

測定項目：各 5 回分 計 2 項目

| 測定項目 | 測定範囲 | 測定時間 |
|----------|-----------|------|
| 全硬度 | 0~200mg/ℓ | 30 秒 |
| 残留塩素(遊離) | 0.1~5mg/ℓ | 10 秒 |

水道水中の残留塩素の基準

水道水に残留塩素があると全て悪いように捕らえられがちではありますが、逆に水道水に残留塩素がないと他の問題で安全ではなくなってしまいます。

では、水道水中の残留塩素の量の基準はどのぐらいが適量とされているのでしょうか。

水道水中では残留塩素には、塩素がそのまま水中に残る遊離型と、アンモニアなどと結合した結合型の 2 種類があります。

水道水中の残留塩素の適量は水道水 1 リットルに対して、遊離型の場合で 0.1 ミリグラム以上、結合型の場合で 0.4 ミリグラム以上含まれているのが適量とされています。

井戸水などを消毒するときも上記を基準として、適度な濃度を保つことが大切とされています。

出典：厚生労働省